


SEBS DISTANČNIKI



SEBS distančniki so iz močnega medicinskega silikona brez lateksa (hipoalergen), ki je enostaven za čiščenje, se ne navzame vonja (antimikroben), je izredno obstojen in hkrati udoben pri uporabi. Naši distančniki so anatomsko oblikovani in jih lahko enostavno preoblikujete glede na individualne težave.

PRILAGODITVE IN PREOBLIKOVANJE



Prevelika razširitev prstov. Za začetek odrežite polovico distančnika med mezincem in 4. prstom.



V kolikor je razširitev še vedno prevelika, odrežite celotni predel, ki razširi mezinec in 4. prst, kot je prikazano na fotografiji.

SILIKONSKI GEL DISTANČNIKI



Silikonski gel distančniki so zelo mehki in elastični. Uporaba je zaradi tega zelo prijetna, hoja pa lažja in manj boleča. So v veliko pomoč pri spodbudi, da prsti na stopalih zavzamejo naravno/široko postavitev.



Premajhna razširitev prstov. V zareze na distančniku lahko namestite material, ki bo povečal debelino distančnika. Priporočamo uporabo starega vložka za v čevlje. Pomagajte si s pinceto.



Distančniki vam ležejo dol. Odrežite del distančnika, kot je prikazano na fotografiji. V pomoč vam bo tudi nošenje dovolj širokih nogavic preko distančnikov.



Odprtina za prste vam je premajhna. Najprej preizkusite večjo velikost distančnikov.



Če tudi pri večji velikosti naletite na podobno težavo, lahko na mestu prevelikega pritiska izrežete mini luknjico, kot je prikazano na fotografiji. Enako velja za ukrivljene, kladivaste ali krempljate prste, ki zaradi oblike pritiskajo na zgornji del distančnika.

PRILAGODITVE IN PREOBLIKOVANJE



Zunanja paščka lahko odrežete stran, če vas preveč vežeta.